

MIS MULTIFIX- SISTEMA DE REABILITAÇÃO TOTAL COM CARGA IMEDIATA

Solução comprovada para a reabilitação com 4 implantes, oferecendo uma reabilitação imediata e um sorriso perfeito

O que é o sistema MultiFix da MIS?



O sistema MultiFix da marca de implantes MIS oferece uma reabilitação total com carga imediata da mandíbula ou maxila utilizando pilares *multi-unit* retos e angulados, suportados apenas por quatro implantes, sem enxertos ósseos. Este tipo de procedimento acelera o tempo de tratamento do paciente e diminui o número de visitas.

Protocolo simples, previsível e eficaz

Com o aumento da esperança de vida dos pacientes, a percentagem de falta de dentes está a aumentar. Os pacientes passam agora mais tempo da sua vida adulta com poucos dentes ou desdentados totais. Sendo as próteses removíveis uma solução temporária que leva à reabsorção óssea, o sistema MultiFix da MIS é um tratamento que muda a vida dos seus pacientes e proporciona aos médicos dentistas uma ferramenta poderosa, tornando o seu trabalho mais simples, mais previsível e mais eficaz.

Vantagens do protocolo MultiFix da MIS

Imediato: Estética e função imediatas.

Definitivo: Prótese total definitiva.

Estável: Elevada estabilidade conseguida através de 2 implantes retos e de 2 implantes posteriores mais longos, colocados numa posição angulada.

Rápido: Menos tempo de tratamento do paciente e diminui o número de visitas.

Versátil: Simplificação do tratamento, redução da necessidade de procedimentos de enxertos ósseos demorados.

Características do sistema MultiFix da MIS

Implantes MIS de 18 e 20mm de comprimento

O sistema MultiFix desenvolveu implantes mais longos de 18 e 20mm de comprimento, para serem colocados na zona posterior numa posição angulada.



Kit de brocas longas de 18 e 20mm da MIS

O kit de brocas longas permite a perfuração completa e a colocação de implantes de 18 e 20mm de comprimento.



Kit de brocas de perfil ósseo da MIS

O kit de brocas de perfil ósseo do sistema MultiFix da MIS, permite o corte e uniformização do osso crestal nas zonas posteriores de colocação dos implantes por forma a criar o perfil de emergência e inserção do pilar *multi-unit* angulado.



Novos Pilares Multi-unit da MIS

Os pilares *multi-unit* da MIS retos e angulados sólidos de 17 e 30 graus não têm arestas aguçadas para uma melhor cicatrização dos tecidos e vêm em embalagem estéril para melhores resultados cirúrgicos.



Guia MultiFix da MIS

A MIS criou uma guia MultiFix flexível e reutilizável, para guiar e garantir o ângulo perfeito de perfuração e posterior colocação dos implantes na angulação ideal à realização do protocolo MultiFix.



A opinião de um clínico experiente



Dr. Pedro Rodrigues.

Em entrevista, o Dr. Pedro Rodrigues, cirurgião médico-dentista, tem vindo a utilizar o sistema MULTIFIX da MIS desde o seu lançamento, em 2014. E tem-se demonstrado entusiasmado com os resultados que alcançou: "Em nenhum outro procedimento

na minha prática clínica verifico um aumento de qualidade de vida tão evidente como neste tipo de reabilitação com apenas quatro implantes. Os pacientes entram no meu consultório com próteses desajustadas, más fonéticas e desconforto, dificuldades relativamente à alimentação ou com dentes estética e funcionalmente comprometidos e saem do consultório, no mesmo dia, com dentes fixos, funcionais e uma aparência natural".

Os pacientes do Dr. Pedro Rodrigues submetidos ao procedimento MULTIFIX da MIS relatam uma melhoria significativa na sua qualidade de vida, a recuperação da confiança e uma melhor aparência geral. Para esses pacientes, que já são desdentados totais ou quase, a maior vantagem deste tratamento é o tempo reduzido e o conforto da cirurgia. Os procedimentos, que podem levar meses a terminar e que muitas vezes incluem cirurgias complicadas de enxerto ósseo, são agora simplificados e otimizados, permitindo que uma prótese total da mandíbula ou maxila assentem em apenas quatro implantes, no mesmo dia de colocação dos implantes.

O Dr. Pedro Rodrigues explicou-nos ainda que "a solução MULTIFIX da MIS reduz a complexidade do tratamento, assim como a inclinação dos implantes posteriores evita a necessidade de procedimentos de enxerto ósseo demorados".

Adicionalmente, "os pilares *multi-units* retos e angulados de 30° permitem uma distribuição ótima das forças e uma elevada estabilidade que é também conseguida através de implantes posteriores mais longos, colocados numa posição angulada."

Para mais informações sobre a solução MIS MULTIFIX pode consultar o site da MIS www.mis-implants.com/Products/Implants/MIS-MULTIFIX.aspx ou entrar em contato com:

Distribuidor Exclusivo:



Para mais informações:
SDS, Lda | Av. do Forte, 6, Edifício Ramazzotti
Piso 0, Porta P-1.01, 2790-072, Carnaxide,
Portugal | T +351 21 417 5017
T +351 96 328 8589 | Info@sds.pt